

DİJİTAL EKNEK UÇLU TERMOMETRE MTD103
ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR KULLANMA KILAVUZU

Bu ürünü almış olduğunuz için sizi tebrik ediyoruz.

GÜVENLİK UYARILARI [Kullanım Hatalarına İlişkin Uyarılar, Bakım, Onarım]

- ▲ Dijital termometreyi kullanmadan önce talimatları detaylı bir şekilde okuyun.
- ▲ Başlıca tehlikesi: Termometre kapagi ve pilin yutulması halinde ölüme yol açabilir.
- ▲ Ebeveyn gözetimi olmaksızın çocukların bu cihazı kullanmasına izin vermeyin.
- ▲ Ürününüz bir hastalığa veya sağlık problemini teşhis etme amaç taşımaz, tek başına bir doktor ya da yetkili kişi yerine geçmez.
- ▲ Banyo, fiziksel egzersiz ya da yemekten sonraki ilk 30 dakika içinde ölçüm yapmayınız.
- ▲ Termometreyi kulağına sokmayınız. Sadece ağız yolu, rektal ve kol altı (aksillal) okumalar için tasarlanmıştır.
- ▲ Termometre pilini aşırı ısı kaynaklarının yanına koymayın aksi halde patlayabilir.
- ▲ Not: Prob kılıfının kullanılması, gerçek sıcaklıktan 0,1°C (0,2°F) farklılığa neden olabilir.
- ▲ Performansın her iki yolda bir kontrol için hassas tavsiye edilir.
- ▲ Uzun süreler kullanılmadığında pili cihazdan çıkarın.
- ▲ Doğru olmayan okumalar mevcut obaleceğinden termometre şlask iken ölçüm yapmaya girişmeyin.
- ▲ Termometreyi dişlemeyin. Aksi halde, termometre kırılabilir ve/veya yaralanabilirsiniz.
- ▲ Termometreyi sökme veya onarmaya çalışmayın. Aksi halde doğru olmayan okumalara yol açabilirsiniz.
- ▲ Her kullanımdan sonra ve özellikle birden fazla kişi tarafından kullanılması ise, termometreyi dezenfekte edin.
- ▲ Anüs kullanımı sonrasında termometreyi ağızınıza sokmayınız. Ağız hissettiginizde yerleştirmeyi durdurun ve ölçüme son verin. Aksi halde, yaralanmaya neden olabilirsiniz.
- ▲ On iki yaş ve daha küçük çocuklar için, cihazı ağız yoluyla kullanmayın.
- ▲ Cihazınız bozulduğunda tamir için Weewell Yetkili Servisi'ne götürünüz.Yetkili servis dışında cihazın demonte edilmesi, üzerinde işlem uygulanması, sistemine müdahale edilmesi cihazın garanti kapsamından çıkmasını neden olmaktadır.
- ▲ Kullanım ya da saklama durumundayken ürünü nemden, tozdan, doğrudan güneş ışığından, herhangi bir ısı kaynağından ve ısı yayan cihazlardan uzak tutunuz. Isıya, neme veya toza maruz kalarak bozulan ürünleri garanti kapsamı dışındadır. Ürünü veya pili atarisi altına sokmayınız.

KULLANIMDA ÖNE DİKKATLİ BİR SEKİLDE OKUYUNUZ!

Bu dijital termometre, bir kişinin vücut sıcaklığını hızlı ve son derece doğru bir okumasına sağlar. Fonksiyonlarını daha iyi anlamak ve yıllar boyu güvenilir sonuçlar elde etmek için, ilk önce tüm talimatları okuyunuz. Bu termometre, EN12470 3:2000+A1:2009, ASTM E1112-00(Yeni deneme 2011) sistemine göre üretilmiştir. Üreticisi EN ISO 9001:2008 ve EN ISO 13485:2012/AC:2012 belgelidir.

İÇİNDEKİLER: 1 Termometre, 1 Kullanım Kılavuzu, 1 Saklama Kutusu

ÜRÜN SEMASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	WTD103
Ürün Adı:	Dijital Cubuk Termometre
Lot No:	7-20203609
Kullanım Ömrü:	3 yıl
Aralık:	32,0°C - 42,9°C [90,0°F-109,9°F] [Üretici tarafından seçilen °C /°F]
Hassasiyet:	±0,1°C, 35,5°C-42,0°C (±0,2 °F, 95,9°F-107,6°F)
	35,5°C altında veya 42,0°C üzerinde + 0,2°C [95,9°F altında veya 107,6°F üzerinde + 0,4°F]
	18°C ila 28°C arasında [64,4°F ila 82,4°F arasında] ortam sıcaklığında
Ekran:	Svıw kristal ekran, 3 1/2 basamak
Bellek:	En son ölçülen verileri saklamak için
Pil:	Bir adet 1,5V DC, düğme pil [boyut LR41 veya SR41, UCC 392]
Pil ömrü:	Yaklaşık 200 saat
Boyut:	13,9 cm x 2,3 cm x 1,3 cm [U x G x Y]
Kullanım ortamı:	Sıcaklık: 5 °C - 40 °C [41°F - 104°F] Bağıl nem: 15%-95%RH
Saklama ve Tasıma Kosulları:	Sıcaklık: -20°C-55°C [-4°F-131°F] Bağıl nem: 15%-95%RH



UYARI

- * Cihazın performansı, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasının meydana gelmesi halinde azalabilir:
 - Üreticinin belirttiği sıcaklık ve nem aralıklarında kullanılm
 - Üreticinin belirttiği sıcaklık ve nem aralıklarında saklama
 - Mekanik darbe [örneğin, düşme testi]
 - Hasta sıcaklığının ortam sıcaklığının altında olması

°C /°F DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Sıcaklık okumaları Fahrenheit veya Santigrat olarak gösterilmektedir. °C /°F LCD'nin sağ üst köşesinde bulunmaktadırlar. Ünite kapalı iken, mevcut ayarları değiştirmek için yaklaşık 4 saniye Aç/Kapa Düğmesini basılı tutun.

ÜRÜN KULLANIM TALİMATLARI

1. LCD Ekranı yanımdaki Aç/Kapa Düğmesine basın. Ekran 1888.8 ve son kaydedilen sıcaklık değerini gösterirken cihaz bir ses çıkaracaktır. Cihaz test sıcaklığını gösterdikten sonra, termometre test moduna girer.

*Not: Ölçülen sıcaklık 32°C veya 90°F'den az ise, LCD Lo gösterecek, ölçülen sıcaklık 42.9°C veya 109.9°F'den yüksek ise, LCD Hi gösterecektir.

2. Termometreyi istenene yerle yerleştirin (ağız, anüs, vücut altı).

a) Ağız Yolu: Termometreyi Sekil 2'de gösterildiği gibi "ü" konumlaya gönderildiği gibi dilin altına yerleştirin. Ölçümün alındığını/verdiğini havadan etkilanmemesini sağlamak için ağızınızı kapatan ve dengeli olarak nefes alıp verin. Normal sıcaklık 35,2 °C ve 37,3 °C (96,3 °F ve 99,1 °F) arasındadır.

b) Anüs Yolu: Kolay yerleştirme için gümüş sondu ucunu petrol jeli ile yağlayın. Sensörü anüsün yaklaşık 1cm yanına bir sekilde yerleştirin (1/2"den daha az). Normal sıcaklık 36,2 °C ve 37,7 °C (97,2 °F ve 99,9 °F) arasındadır.

c) Kol Altı Kullanım: Kol altını silerek kuruyun. Sondayı kol altına yerleştirin ve kolu yandan sıkı bir şekilde bastırın. Bir iki dakika boyunca, bu yöntem her zaman aynı usullerle okumalar sağlayacaktır ve hassas ölçümler gerekiyorsa kullanılmamalıdır. Normal sıcaklık 35,2 °C ve 36,7 °C (95,4 °F ve 98,1 °F) arasındadır.

3. Derece isareti tüm test süresi boyunca yanıp söner. Yanıp sönmeye durduğunda, alarm yaklaşık 10 saniye boyunca calacaktır. Ölçülen okuma e zamanlı olarak LCD de görünecektir. İsalet sesine [bip] kadar minimum ölçüm süresi istisnasız olarak sağlanacaktır. Ölçüm buzunu bildiririnden sonra bile devam eder. Bu nedenle; da daha kesin ölçüm sonucu alabilmek için ölçüm probunun, bip sesine aldırış etmeden ağızda ya da rektumda yaklaşık 2 dakika veya koltuk altında yaklaşık 5 dakika tutulması önerilir. Gösterilen sıcaklık, termometre test konumundan uzaklaştırdığınızda değişmeyecektir.

*Not: Normal şartlarda, uyarı sesi "Bi-Bi-Bi-Bi" şeklindedir; Alarm, sıcaklık 37.8°C veya 100°F üzerine ulaştığında daha hızlı bir şekilde ses verir ve sesler "Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi" şeklindedir.

4. Pil ömrünü uzatmak için, test tamamlandıktan sonra cihazı kapatmak için Aç/Kapa düğmesine basın. İşlem yaptımsa ise, cihaz yaklaşık 10 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

5. Termometreyi muhafaza kutusuna yerleştirin.



Sekil 2

PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ

1. LCD ekranın sağ alt köşesinde " " görüldüğünde pili değiştirin.

2. Pili kapakını Sekil 3'te gösterildiği gibi çıkarın.

3. Pili haznesiyle plastik çevre kartın yaklaşık 1 cm yanına bir sekilde çekin (1/2"den daha az) [Sekil 4'a bakınız]

4. Eski pili çıkarmak için kalemi gibi sivri bir nesneyi kullanın. Pili yasalara uygun bir şekilde bertaraf edin, 1,5V DC düğme tipi LR41 veya SR41, UCC392 veya eşdeğerleri yer değiştirin. Pilin "+" kutbu yanına bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun. [Bakınız Sekil 5]

5. Pili yuvasını yerine yerleştirin ve kapakı takın.



TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

- Termometreyi yumuşak temiz bir bez ile silin.
- İnatçı lekeler için, termometreyi, su veya zararsız bir deterjan solüsyonu ile nemlendirilmiş bir bez ile silin ve sonra derinlemesine ovuşturun. Yumuşak kuru bir bez ile silerek tamamlayın.
- Termometreye zarar gelmesini engellemek için aşağıdaki gözetin,
 - Termometreyi temizlemek için benzen, tiner, benzin veya diğer güçlü solventleri kullanmayın.
- Uzun süreler sensör bölümünü alkolle batırmanın veya sıcak su kullanılarak sterilize etmeye girişmeyin [50°C (122°F) veya üzeri sıcaklıktadır].
- Termometreyi temizlemek için ultrasonik yıkama kullanmayın.

TASIMA VE NAKLİYE: Ürünlerin taşıma ve nakliyesi ürünlerin kullanım hayatına etki edecek önemdedir. Ürünü kullandığımız ve veya ofis dışına çıkarmak istediğinizde, kesinlikle orijinal kutusuna dikkatlice yerleştirip taşıyınız.

ENERJİ: Bir adet 1,5 V DC düğme (LR41) pil ile çalışır. Yaklaşık 200 saat çalışma süresi vardır. Tüm Weewell ürünleri minimum enerji tüketecek şekilde tasarlanmıştır.

Türkiye

Garanti Koşulları

Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve ürünün çalışmasına engel olan her türlü problemde garanti kapsamındadır. Bu garanti ürünün satın alma tarihinde kaydedilmiş bir garanti belgesi ile tespit edilmesinde geçerlidir. Bu garanti Weewell veya hukuki temsilcilerinin ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir yükümlülük altına sokmaz. Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı dışında kalmasına neden olabilir.

Anıza Durumunda

Almış olduğunuz ürüne bir problem varsa, Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

Satış sonrası servisi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılmaması durumunda yalnızca Weewell Yetkili Servislerinin kullanmanız önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz, veya info@weewell.com adresine e-posta atınız.

Servis kayıtları merkezi yetkili servisimiz tarafından yapılmaktadır. Merkezimiz üzerinden gerekli yönlendirmelerin gerçekleştirilip; servis sistemimiz mevcuttur. Bu nedenle servis desteği alabileceğiniz için öncelikle olarak **0212 465 79 01** nolu telefonu aramanız gerekmektedir.

Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TIC.

Tel: 02124657901

Adres: ÇOBANCIŞİME MAH MİHTATPAŞA CAD NO:171 KAT:2 GÜRSOY İŞ MERKEZİ YENİBOSNA İSTANBUL

Servis Adı: ABAJİ MEDİKAL - KANİA YAVUZ

Telefon No: 0532 777 72 64

Adres: PEYAS MAHALLESİ 225. SOK. No:6/10 KAYAPINAR/DIYARBAKIR

Servis Adı: CAN SOĞUTMA - DURDU ARABACI

Telefon No: 0344 214 40 03

Adres: HAYRULLAH MH. M.EJDER CD. KIRIŞÇI APT. ALTI NO:30/C MERKEZKAH RAMANMARAŞ

Servis Adı: GÖZDE ELEKTRONİK - OSMAN HÜYÜK

Telefon No: 0352 331 06 87

Adres: FATİH MAHALLESİ METE CADDESİ NO:37/4 KOCAŞANIN KAYSERİ

Garanti ve Satış Sonrası Servis

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın aldığı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılan aygıtta bir misil ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalataçya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalataç tüketici için malın hakkını kullanmamasından müstesilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığında, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalataç tarafından Bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malı bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın aygıtı misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketiciyi talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalataç mütesilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarını kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

SURUN GİDERME: Herhangi bir anormal ölçüm aldığımızda cihazı kapayıp açarak tekrar ölçmeyi deneyiniz. Eğer düzelmezse Weewell Tüketici Hizmetleri ile iletişime geçiniz.

Üretici: Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd.
Building 2, No.202, Zhenzhong Road, West Lake Economy & Technology Zone 310030 Hangzhou Çin

Türkiye İthalatçısı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
Adres: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404
Yeşilköy-İstanbul-TÜRKİYE Tel: 0212 465 38 96 Fax: 0212 46538 97
Mail: info@ulusalelektronik.com Website: www.ulusalelektronik.com

weewell

CE 0197

Kılavuz Güncelleme Tarihi: 14.04.2020

Garanti Şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın aygıtı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılan aygıtta bir misil ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalataçya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalataç tüketici için malın hakkını kullanmamasından müstesilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığında, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalataç tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın aygıtı misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketiciyi talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalataç mütesilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobili ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalataç; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketiciyi kullanmasına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

WEEWELL GARANTİ BELGESİ

Malın Cinsi: Ateş Ölçen Cihazlar

Markası: Weewell

Modeli: WTD103

Garanti Süresi: 2 yıl

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

İthalatçı Firmamız:

Unvanı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.

Adres: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404

Yeşilköy İstanbul Türkiye


Telefonu: 0212 465 38 96

Faks: 0212 465 38 97

e-posta: info@ulusalelektronik.com

ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TIC. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür


Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Tarih: 14.04.2020

Satıcı Firmamız:

Unvanı:

Adres:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmamız Kağıdı:

WEEWELL TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI

02124657901

www.weewell.com