



Infrared Ear Thermometer



WTE250

DIGITAL EAR THERMOMETER
DİJİTAL KULAK TERMOMETRE
ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR

User Manual EN

Kullanım Kılavuzu TR

www.weewell.com
info@weewell.com

Contents

Safety Precautions.....	3
Product Introduction.....	4
Use Caution Items.....	5
Common Sense About Body Temperature.....	6
Product Layout.....	7
The Screen Display Marks Description.....	8
Battery Installation Explanation.....	8
Basic Parameter Instructions.....	9
Introduction of Measurement Methods.....	9
Product Cleaning Methods Instructions.....	11
Frequently Asked Questions and Solutions.....	12
Troubleshooting.....	13
Specifications of the Product.....	14

CONGRATULATIONS

Dear Stakeholder,

We congratulate you on having one of the Weewell products which are safely preferred all over the World and becoming a part of the Weewell family. We are pleased to serve you with our carefully designed products that appeal to babies such as video monitor, audio monitor, thermometer, nursing and feeding group products.

Please read the user manual carefully before using the product. This guide has been meticulously prepared to get the most out of your purchased product. You can call our call center to get all kinds of information about the device and to contribute to our family with your suggestions and opinions. If you face with any problems or malfunctions, you can contact Weewell authorized service. For safety of yourself and other persons, read the **SAFETY PRECAUTIONS** before using the device.

Best Regards,
Weewell Turkey Team.

Safety Precautions

- The warning signs and illustrations indicated in the manual are intended to enable you to use the product safely and correctly and to prevent any harm to you and others.
- Warning signs, illustrations and their meanings are as follows.

 **Caution: please refer to attached file.**

Legends

 This mark means warning things (the things that you have to follow), the left graph shows general compulsion.
 It means general warning.
 This mark means prohibited things (not allowed things), it means general prohibition in left picture.
 This mark means prohibited disassembly.
 Type BF Applied part
 Water resistance, moisture resistance.
 It means that you need to read the manual carefully before use.
 It means the package of this unit can comply with the requirements of green environmental protection.
 It means that the material of product or product itself is made of renewable material so that we can cycle this product.
 No discard it at will is allowed.
IP Classification: IP22

 **Warning**

<ul style="list-style-type: none">• Please ask professional doctors to explain the measured value of body temperature.• The product is only used for human body temperature measurement.• Please do not use this product for purposes other than body temperature measurement.• No mobile phones are allowed to use around this product.• Please do not use equipment that generates electromagnetic fields near the product.	
<ul style="list-style-type: none">• Please do not disassemble or repair this device by yourself including changing device.• Please do not bend or stretch the device hard.• Please do not impact or drop this product.	



Warning Items

- This unit is only used for human body temperature measurement without use of disease diagnosis; it cannot be used for emergency and continuous measurement in surgery.
- The kids should get away from this product. If the kids are in this range from zero to twelve years old, they need to use this unit to measure under their parents help.
- The patients cannot diagnose the disease and get treatment by themselves on the base of measurement result, they must follow the instruction of doctors.
- Children under 12 years of age and those who cannot express their thoughts are prohibited from using them.
- Please do not use this product for these people who suffer from otitis external, tympanitis and other ear diseases.



If you use or store this product beyond the range of specified temperature and humidity, maybe it can not reach original performance specification.

Use environment: temperature: from +10°C~+40°C,

humidity: from 15%RH~93%RH

Storage environment: temperature: from -25°C~+55°C,

humidity: from 0%RH~93%RH

Product Introduction

Intended use: Infrared Ear Thermometer intended to measure human body temperature by measuring ear canal.

Scope of application: It is suitable for displaying the body temperature of the measured object by measuring the heat radiation in the ear canal.

Features:

1. Non-touching type infrared measurement of ear / surface temperature.
2. Multiple colors and backlight display: White, Green, Orange and Red.
3. 9 sets of memory values.
4. The switch of degree Fahrenheit °F and degree Celsius °C. (original setting is degree Celsius °C)
5. Instant measurement within 1 second.
6. The design is convenient and economical without earmuff, which can save subsequent use costs.
7. It has the function of sound on/off.
8. The machine idle time of 30 seconds, turn off power automatically.
9. WTE250 has already been calibrated during production. No need to recalibrate.

• **Warm tip:**

The measurement results of this unit at any time only can be a reference, it can not replace the medical diagnosis of professional doctor. If you have any question about the personal temperature measurement result , please use and diagnose under the right instructions of doctor.

Use Caution Items

Warning

1. It is very dangerous for patients to judge and treat on their own only by measurement results, so please be sure to follow the doctor's instructions.
 - ◆ Self-judgment may lead to a worsening condition of patient.
2. Please do not touch with your hands or blow infrared sensor with your mouth.
 - ◆ When the infrared sensor is damaged or dirty, it may cause abnormal measurement results.
3. If there is a temperature difference between the storage site and the measurement site, please place it at room temperature (measurement site) for about 30 minutes before next measurement.
 - ◆ May result in incorrect measurement results.
4. Please keep this product out of the reach of children.
 - ◆ When the child sticks to measure by himself, his ears may get hurt. If he swallows the battery or the transparent cover accidentally, please contact your doctor immediately.
5. When measuring body temperature, please do not get close to air conditioning.
 - ◆ Avoid affecting the measurement accuracy.
6. Before and after use every time, use a cotton swab dipped 75% alcohol to wipe the probe surface. (If you see stains, fog or water on the infrared sensor glass, please use a cotton swab dipped 75% alcohol for wiping the infrared sensor glass gently.)
 - ◆ If you wipe it with toilet paper or facial tissue, it will scratch the infrared sensor resulting in incorrect measurement result.
 - ◆ Avoid cross-infection of ear disease and affect the accuracy of the measurement.
7. The product suffers mechanical damage.
 - ◆ There is a possibility that the measurement is not right.
8. The product touches water or immerses water accidentally, please fully dry before use, especially the water on the surface of the sensor should be clean by using cotton swab.
 - ◆ Our aim is to avoid causing safety accidents and affecting measurement accuracy.

Caution:

1. Please do not use this product for these people who suffer from otitis external, tympanitis and other ear diseases.
 - ◆ It is possible to worsen the affected area.
2. Please do not use this product after swimming or bath or wet ears.
 - ◆ It is possible to have low measured temperature value.
3. Do not place waste battery to danger zone.
 - ◆ The battery may break.
4. When measuring the ear temperature of human body, the product must be operated in the ear temperature mode.
 - ◆ Result in inaccurate measurement result.

Suggestions

1. When you tell the doctor measured body temperature value, please tell the doctor that you measured it with ear thermometer.
2. Please don't force to impact, fall, trample and shake this product.
3. Please do not disassemble, repair and modify this product.
4. Please do not allow liquid(such as alcohol, water- drop, hot water and so on) to enter the product body because of this product without water resistance.
5. The product must be kept clean in a dry place.
6. If you find any problems, please contact the sales, you cannot repair the product by yourself.
7. Please do not use it under the environment of electromagnetic interference.
8. Please deal with the waste and residue of this product at the end of the service life according to local laws and regulations.

Common Sense About Body Temperature

The comparison of different measurement methods. The measured values are different if we use different measurement methods. The WHO provides normal human body temperature reference values, please see below table about the specific temperature difference.

Measurement Methods	Normal Body Temperature
Anal temperature	36.6°C~38°C
Oral temperature	35.5°C~37.5°C
Axillary temperature	34.7°C~37.3°C
Cochlear temperature	35.8°C~38°C
Oral temperature	35.5°C~37.5°C (WTE250 measured value)

The changes in human body temperature

Human belongs to constant temperature animals, the body temperature is basically constant, but it is not totally changeless, the human body temperature is constantly changing in a day, the details as follows:

At night

Lowest Body temperature is lowest because of sleep and decreasing activity.
(below 37°C)

In the morning

Higher From warm bed to the lower temperature room in the morning, the whole body's muscles get contractions and produce heat.

At noon

Highest After lunch, human body reaches the highest temperature and the body will adjust naturally.


Three or four o'clock in the afternoon

Lower Due to physical exertion, blood sugar decreased.


In the evening

Lowest Due to the sun down, room temperature goes down.

Product Layout




The Screen Display Marks Description



Battery Installation Explanation

1. Press battery cover, the battery cover will bounce automatically.
2. Prepare two pieces of battery with the module of 1.5V AAA (number seven battery) batteries (It is recommended to use alkaline batteries), please install it into base of battery according to correct positive and negative poles.



Insufficient power caution:

when battery voltage is lack, LCD shows “” sign and battery mark is always on, which means you should replace the battery.



Warm prompts

If you do not use this product for a long time, please take out battery to assure its longevity. The liquid leakage of battery will harm the product; as well as pollute our environment.

- It is recommended to use alkaline batteries.
- The way to handle scrapped battery should match the requirements of local country government and environmental protection organ.



Basic Parameter Instructions

1. Sound function: turn on/off


- 1) In the power-on state, press "mem" key to set the sound on or off.
- 2) Press "mem" button, LCD screen will show "¶" it means the sound works, meanwhile we will hear a short beep sound.
- 3) Press "mem" button again, "¶" will change into, "¶" it means the sound will be off.

2. The switch of °F or °C

In off status , long press "mem" button for six seconds, it can switch between Fahrenheit degree (°F) and Celsius degree (°C). Wait for 8 seconds to turn on the product automatically or press "①" to turn off the product directly.

3. Memory storage function

In off status, press "mem" button, the product can read and save 9 sets of measurement values in order (as below picture shows). It will turn off automatically without operating for 30 seconds or press "①" button to turn off this product with your hands.



4. Back light status instructions

When measured temperature is < 34°C, it shows LO with red backlight.

When measured temperature value is 34°C~ 37.1°C, it means normal body temperature and shows green backlight.


When measured temperature value is 37.2°C~ 38.1°C, it means that you have a bit of fever and shows orange backlight.

When measured temperature value is 38.2°C~43.0°C, it means that you are in fever stage and shows red backlight.


When measured temperature value is > 43.0°C, it shows red backlight and shows HI.

Warm prompts: This function is for reference only.

Introduction of Measurement Methods



Ear temperature




Ear temperature

1. Ear temperature measurement

1.1 After removing head cover, please press “①” button to turn on this product to enter the ear temperature measurement mode, LCD will display measurement value last time. Then put the thermometer in your ear, the ear temperature can be measured directly by pressing “②” button.

1.2 After 1 second, you can see the measurement result.



When LCD is flashing,
we are waiting for
starting measurement.


Measurement result

Note: If you did not hear the beep sound, which represents the temperature measurement has not yet been completed. Please do not remove the thermometer probe from ear canal at this time. (If you have closed the sound indication, it will have no sound indication.)

2. Surface temperature measurement

2.1 Long press “①” button to enter the object measurement mode for 6 seconds, and then aim the thermometer at the surface, the temperature of the target surface can be measured directly by pressing “②” button.

2.2 After 1 second, you can see the result of the measurement.



When LCD is flashing,
we are waiting for starting
measurement.



Measurement result

Note: If you did not hear the beep sound, which represents the temperature measurement has not yet been completed. Please do not remove thermometer probe from target object at this time. (If you have closed the sound indication, it will not have sound indication.)

Product Cleaning Methods Instructions

In order to ensure the precise measurements, it recommended to clean the device after each use.

Please use cotton swab to dip 75% alcohol to wipe the thermometer probe and remove the residue and dirt. We recommend you to clean the probe at least for 5 seconds. Then wipe the other components with a soft and dry cloth for 10 seconds at least. After cleaning, please ensure that there is no visible dirt or residue on your thermometer. Wait 10 minutes before measuring



Warm prompt:

Why do you need to do a cleaning job after each measurement?

Because infrared temperature adopts highly sensitive technique to detect the temperature of the target object, not only will any earwax and dust paste affect the measurement accuracy, more likely to cause bacteria infection. So we suggest that you should do cleaning job well as the picture shows after you use every time.

Frequently Asked Questions and Solutions

Screen display	Reasons	Solutions
HI	When the target object temperature is higher than measurement range which the ear temperature is more than 43.0°C, the LCD screen will show "HI" indication.	1. (When the measurement probe is not properly placed in the ear canal or if the measurement distance is too far during the measurement process, the measurement result may be low.) 2. When measurement probe is dirty, the measurement value may be low; we should use a cotton swab to dip alcohol to wash the measurement probe properly.
Lo	When the target object temperature is lower than measurement range which the ear temperature is less than 34°C, the LCD screen will show "Lo" indication.	
Er.H	This product has an upper limit of operating temperature of 40°C. When the ambient temperature exceeds this temperature point, the LCD screen will display an error message "Er.H".	When you operate this product, the environment temperature cannot be greater than 40°C.
Er.L	This product has a lower limit of operating temperature of 10°C. When the ambient temperature exceeds this temperature point, the LCD screen will display an error message "Er.L".	When you operate this product, the environment temperature can not be lower than 10°C.
Err	When the environment temperature changes rapidly about 5 degrees, it will show " Err " during measurement in object temperature mode, then shutdown automatically.	When it shows "Err", please place this product and keep steady in current environment for 30 minutes before next measurement.
When the operation is wrong, if the sound is turned on, then the sound will read the value and remind at this moment.(A short beep will be heard.)		

Troubleshooting

Phenomenons	Reasons	Solutions
When the power is turned on, the screen can not be displayed.	The battery is exhausted.	Replace the new battery.
	The battery polarity is wrong.	The battery polarity is the same as the battery case.
The measurement temperature is low.	The measurement position is not correct.	Measure the temperature correctly according to the instructions.
	There are dirt stuff in the sensor or ear canal.	Please clear the dirt before the measurement.
Big temperature fluctuations with continuous measurement.	The measurement interval is too small.	The interval for each measurement should be above 10 seconds.

Specifications of the Product

Product name: Infrared Ear Thermometer

Model number: WTE250

Lot No: 2-20210103

Product appearance dimensions: 32×158×55mm

Product weight: about 65g (except battery)

Measuring range: 34.0°C-43.0°C.(93.2°F-109.4°F)

Surface temperature: 0°C- 93.2°C (32°F-199.7°F)

Resolution ratio: 0.1°C/F

Measurement location: laboratory

Accuracy: (35.0°C~42.0°C)±0.2°C, (95.0°F~107.9°F)±0.4°F, other temperature±0.3°C.

Operation temperature: 10.0°C~40.0°C(50.0°F~104.0°F), relative maximum humidity 15%RH~93%RH

Atmospheric pressure: 70kPa~106kPa

Transportation/storage temperature: -25°C~55°C(-13°F~ 131°C), relative maximum humidity 0%RH~93%RH

Atmospheric pressure: 50kPa~106kPa

Display screen: LCD display screen, 4 bit numbers and special icons.

Sound: when you turn on the product and ready to measure, a short beep will be heard.

The measurement is finished with a long beep.

System error or fault: short beeps for three times.

Fever alert: short beeps for ten times come with urgency.

Memory: in memory mode, it can record nine temperature numbers.

Automatically shut down: if no operation for 30 seconds, it will shutdown automatically.

Battery: two pieces of 1.5V AAA (number seven) batteries (alkaline batteries are recommended to use).

Period of use: three years

Packing parts list

1. Main body
2. Product manual

Appendix 1 Guidance and Manufacturer Declaration Tables

Guidance and Manufacturer's Declaration - Electromagnetic Emissions			
The Model WTE250 Infrared Thermometer is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Model WTE250 Infrared Thermometer should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The Model WTE250 Infrared Thermometer uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.	
RF emissions CISPR 11	Group B		
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	N.A.	The Model WTE250 Infrared Thermometer is used in home and it's powered by DC 3V	
Voltage fluctuations / flicker emissions IEC 61000-3-3	N.A.		
Guidance and Manufacturer's Declaration - Electromagnetic Immunity			
The Model WTE250 Infrared Thermometer is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Model WTE250 Infrared Thermometer should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15kV air	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 KV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 %.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m, 50/60Hz	30 A/m, 50/60Hz	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.
NOTE U _T is the a.c. mains voltage prior to application of the test level			

Guidance and Manufacturer 's Declaration - Electromagnetic Immunity			
The Model WTE250 Infrared Thermometer is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Model WTE250 Infrared Thermometer should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms150 kHz to 80 MHz 6 Vrms 150 kHz to 80 MHz outside ISM bandsa	N/A	<p>Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the Model WTE250 Infrared Thermometer, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.</p> <p>Recommended separation distance</p> $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80\text{MHz to } 800\text{MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800\text{MHz to } 2.7\text{GHz}$ <p>where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres(m).</p> <p>Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,^a should be less than the compliance level in each frequency range ^b</p> <p>Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:</p> 
Radiated RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHZ to 2.7 GHz	10 V/m	

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

- a The ISM (industrial, scientific and medical) bands between 0,15 MHz and 80 MHz are 6,765 MHz to 6,795 MHz; 13,553 MHz to 13,567 MHz; 26,957 MHz to 27,283 MHz; and 40,66 MHz to 40,70 MHz. The amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz are 1,8 MHz to 2,0 MHz, 3,5 MHz to 4,0 MHz, 5,3 MHz to 5,4 MHz, 7 MHz to 7,3 MHz, 10,1 MHz to 10,15 MHz, 14 MHz to 14,2 MHz, 18,07 MHz to 18,17 MHz, 21,0 MHz to 21,4 MHz, 24,89 MHz to 24,99 MHz, 28,0 MHz to 29,7 MHz and 50,0 MHz to 54,0 MHz.
- b The compliance levels in the ISM frequency bands between 150 kHz and 80 MHz and in the frequency range 80 MHz to 2,7 GHz are intended to decrease the likelihood that mobile/portable communications equipment could cause interference if it is inadvertently brought into patient areas. For this reason, an additional factor of 10/3 has been incorporated into the formulae used in calculating the recommended separation distance for transmitters in these frequency ranges.
- c Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the Model WTE250 Infrared Thermometer is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Model WTE250 Infrared Thermometer should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the Model WTE Infrared Thermometer.
- d Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Recommended Separation Distances Between Portable and mobile RF Communications Equipment and the Model WTE250 Infrared Thermometer

The Model WTE250 Infrared Thermometer is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the Model WTE250 Infrared Thermometer can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Model WTE250 Infrared Thermometer as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150 kHz to 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz to 2.7 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları.....	19
Ürün Genel Bilgileri.....	21
Güvenlik Maddelerinin Kullanımı.....	22
Vücut Sıcaklığı Hakkındaki Yaygın Fikir.....	23
Ürün Düzeni.....	24
Ekran Görüntüsü Açıklamaları.....	25
Pil Yerleştirme Talimatları.....	25
Temel Parametre Talimatları.....	26
Ölçüm Yöntemlerine Giriş.....	26
Ürün Temizleme Yöntemleri Talimatları.....	28
Sıkça Sorulan Sorular ve Çözümleri.....	29
Arıza Giderme.....	30
Ürünün Özellikleri.....	31

TEBRİKLER

Değerli paydaşımız,

Weewell ailesinin bir parçası olduğunuz ve dünyanın her yerinde güvenle tercih edilen Weewell ürünlerinden birine sahip olduğunuz için sizi kutlarız. Bebek izleme cihazı, bebek telsizi, ateş ölçer, emzirme ve beslenme grubu ürünleri gibi bebeklere hitap eden özenle test edilmiş ürünlerimizle sizlere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.

Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz, satın almış olduğunuz üründen en iyi verimi almanız için titizlikle hazırlanmıştır. Cihaz ile ilgili her türlü bilgi almak, öneri ve görüşleriniz ile ailemize katkı sağlamak için çağrı merkezimizi arayabilir; herhangi bir problem ya da arızaya karşılaşmanız durumunda Weewell Yetkili Servisi'ne başvurabilirsiniz. Kendinizin ve diğer kişilerin güvenliği için cihazı kullanmadan önce **GÜVENLİK UYARILARI** bölümünü okuyunuz.

Saygılarımızla,

Weewell Türkiye Ekibi

Güvenlik Uyarıları

- Kılavuzda belirtilen uyarı işaretleri ve resimler, ürünü güvenli ve doğru şekilde kullanmanıza ve size ve başkalarına olabilecek herhangi bir zararı önlemeye yönelikdir.
- Uyarı işaretlerinin anlamlarını **Göstergeler** tablosundan öğrenebilirsiniz.

 **Dikkat: Lütfen ekli dosyaya bakınız.**

Göstergeler

 Uyarıları (takip etmeniz gerekenleri) ve genel zorunluluğu belirtir.

 Genel uyarı anlamına gelir.

 Yasaklanan şeyleri (izin verilmeyen şeyleler) ifade eder.

 Yasaklanmış sökme işlemini ifade eder.

 Tip BF uygulama parçası

 Suya ve neme karşı dayanıklı anlamına gelir.

 Kullanımdan önce kılavuzu dikkatlice okumanız gerekiği anlamına gelir.

 Ürün ambalajının yeşil çevre koruma gerekliliklerine uygun olabileceği anlamına gelir.

 Ürünün kendisinin ya da malzemesinin yenilenebilir malzemeden yapıldığı anlamına gelir, böylece ürünün geri dönüşümünü yapılabilir.

 İsteğe göre atılmasına izin verilmez.

IP Sınıflandırma: IP22

Uyarı

- Lütfen doktorlardan vücut sıcaklığının ölçülen değerini açıklamalarını isteyin.
- Ürün sadece insan vücutu sıcaklığını ölçmek için kullanılır.
- Lütfen bu ürünü vücut sıcaklığı ölçümü dışındaki amaçlarla kullanmayın.
- Bu ürünün çevresinde cep telefonu kullanılmasına izin verilmez.
- Lütfen ürünün yakınında elektromanyetik alan üreten cihazları kullanmayın.



- Cihazı değiştirmemekle birlikte, lütfen bu cihazı kendiniz sökmeyin veya tamir etmeyin.
- Lütfen cihazı bükmeyin veya germeyin.
- Lütfen bu ürüne darbeye maruz bırakmayın veya düşürmeyin.



Uyarı Maddeleri

- Bu ürün hastalık teşhis için kullanılmamakla birlikte sadece insan vücutundaki sıcaklık ölçümü için kullanılabilir; ameliyatta acil ve sürekli ölçüm için kullanılamaz.
- Çocuklar bu üründen uzak durmalıdır. Çocuklar 0-12 yaş aralığında ise, ürünü ölçüm için ebeveynlerinin denetimleri altında kullanabilirler.
- Hastalar hastalığı teşhis edemez ve ölçüm sonucuna dayanarak kendi başlarına tedavi edilemezler, doktorların talimatlarını takip etmelidirler.
- 12 yaşın altındaki çocukların ve düşüncelerini ifade edemeyenlerin bu ürünü kullanmaları yasaktır.
- Lütfen bu ürünü dış kulak iltihabı, kulak zarı iltihabı ve diğer kulak hastalıkları olan kişiler için kullanmayın.



Bu ürünü belirtilen sıcaklık ve nem aralığını geçen bir seviyede kullanırsanız ya da saklarsanız, orijinal performans özelliklerine ulaşamayabilir.
Kullanım ortamı: sıcaklık: +10°C~+40°C, nem: %15RH~%93RH
Depolama ortamı: sıcaklık: -25°C~+55°C, nem: %0RH~%93RH

Ürün Genel Bilgileri

Kullanım amacı: Kızılıötesi Kulak Termometresi, kulak kanalının sıcaklığını ölçerek insan vücutunun sıcaklığını ölçmeyi amaçlar.

Uygulama kapsamı: Kulak kanalındaki ısı radyasyonunu ölçerek ölçülen kişinin vücut sıcaklığını görüntülemek için uygundur.

Özellikler:

1. Kulak / yüzey sıcaklığının temas gerektirmeyen tip ile kızılıötesi ölçümü.
2. Birden fazla renk ve arka ışık ekranı: Beyaz, Yeşil, Turuncu ve Kırmızı.
3. 9 ölçüm hafızası.
4. Fahrenheit °F derece ve Santigrat °C derece anahtarı. (orijinal ayar Santigrat °C derece)
5. 1 saniye içinde anında ölçüm.
6. Tasarım; daha sonra kullanım maliyetlerinden tasarruf sağlayabilecek şekilde, kullan at prob olmaksızın kullanılaklı ve ekonomiktir.
7. Ses açma / kapama işlevine sahiptir.
8. Makinenin boşta kalma süresi 30 saniyedir, ardından cihazı otomatik olarak kapanır.
9. WTE 250 üretim esnasında kalibrasyonu yapılmıştır. Tekrar kalibrasyon yapılmasına gerek yoktur.

• Dikkat:

Bu ürünün ölçüm sonuçları sadece referans olabilir, profesyonel doktorun tıbbi teşhisinin yerini alamaz. Kişisel sıcaklık ölçümü sonucu hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanın.

Güvenlik Maddelerinin Kullanımı

Uyarı

1. Hastaların yalnızca ölçüm sonuçları ile kendi başlarına bir yargıya varmaları ve kendilerini tedavi etmeleri çok tehliklidir, bu nedenle lütfen doktora başvurun.
 - ◆ Kendi kendine bir yargıya varma, hastanın kötüleşmesine neden olabilir.
2. Lütfen kızılıtesi sensöre ellerinizle dokunmayın veya üflemeyin.
 - ◆ Kızılıtesi sensör hasarlı veya kirli olduğunda yanlış ölçüm sonuçlarına neden olabilir.
3. Saklama ortamı ile ölçüm ortamı arasında sıcaklık farkı varsa bir sonraki ölçümden önce yaklaşık 30 dakika boyunca lütfen oda sıcaklığında (ölçüm alanında) tutun.
 - ◆ Yanlış ölçüm sonuçlarına neden olabilir.
4. Bu ürünü çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
 - ◆ Çocuk kendi başına ölçme konusunda ısrar ederse kulakları zarar görebilir. Pili veya şeffaf kapağı yanlışlıkla yutarsa lütfen derhal doktorunuza başvurun.
5. Vücut ısısını ölçerken lütfen klimaya yaklaşmayın.
 - ◆ Ölçüm doğruluğunu etkilemekten kaçının.
6. Her kullanımından önce ve sonra, ölçüm ucu yüzeyini silmek için %75 oranında alkol içeren pamuklu bir bez kullanın.
(Kızılıtesi sensör camında lekeler, sis veya su görürseniz, kızılıtesi sensör camını hafifçe silmek için lütfen %75 alkol içeren pamuklu bir bez kullanın.)
 - ◆ Tuvalet kağıdı veya peçete ile silerseniz kızılıtesi sensörü çizilir ve yanlış ölçüm sonucu elde edilir.
 - ◆ Kulak hastalığının çapraz enfeksiyonundan ve ölçümün doğruluğunu etkilemekten kaçının.
7. Ürünün mekanik hasar görmesi durumunda;
 - ◆ Ölçümün doğru olmama ihtimali vardır.
8. Ürün suya temas ederse veya yanlışlıkla suya batarsa, lütfen kullanmadan önce tamamen kurulayın. Özellikle sensörün yüzeyindeki su, pamuklu bez kullanarak temizlenmelidir.
 - ◆ Amacımız güvenlik kazalarına neden olmaktan ve ölçüm doğruluğunu etkilemekten kaçınmaktr.

Dikkat:

1. Lütfen bu ürünü dış kulak iltihabı, kulak zarı iltihabı ve diğer kulak hastalıkları olan kişiler için kullanmayın.
 - ◆ Etkilenen bölgenin kötüleşmesine sebep olabilir.
2. Lütfen bu ürünü yüzdükten sonra, banyodan sonra veya kulaklar ıslakken kullanmayın.
 - ◆ Düşük sıcaklık değerinin ölçülmesine sebep olabilir.
3. Atık pil kullanmak tehlikeli olabilir.
 - ◆ Pil ve cihaz zarar görebilir.
4. Kulak sıcaklığını ölçerken ürün kulak sıcaklığını ölçüm modunda çalıştırılmalıdır.
 - ◆ Yanlış ölçüm sonucu elde edilebilir.

Öneriler

1. Doktora ölçülen vücut sıcaklığı değerini söylemenizde lütfen kulak termometresiyle ölçüğünüzü söyleyin.
2. Lütfen bu ürünü düşürmeyin, ezmeyin, sallamayın ve darbeye maruz bırakmayın.
3. Lütfen bu ürünü parçalarına ayırmayın, tamir etmeyin ve değiştirmeyin.
4. Bu ürünün su geçirmez özelliği olmadığı için lütfen ürün gövdesini sıvıya (alkol, su daması, sıcak su vb.) maruz bırakmayın.
5. Ürün kuru bir yerde, temiz tutulmalıdır.
6. Herhangi bir hata ile karşılaşarsanız, lütfen Weewell Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin, ürünü kendiniz onarmayı denemeyin.
7. Lütfen ürünü elektromanyetik ortamlarda kullanmayın.
8. Lütfen bu ürünün kullanım ömrünün sonunda yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olarak geri dönüşümünü veya imha edilmesini sağlayın.

Vücut Sıcaklığı Hakkındaki Yaygın Fikir

Farklı ölçüm yöntemleri kullanırsak, ölçülen değerler farklı olur. Dünya Sağlık Örgütü normal insan vücut sıcaklığı referans değerlerini sağlar, lütfen spesifik sıcaklık farkı için aşağıdaki tabloya bakınız.

Ölçüm Yöntemleri	Normal Vücut Sıcaklığı
Anal sıcaklık	36.6°C~38°C
Oral sıcaklık	35.5°C~37.5°C
Koltuk altı sıcaklık	34.7°C~37.3°C
Kulak içi sıcaklık	35.8°C~38°C
Oral sıcaklık	35.5°C~37.5°C (WTE250 ölçülen değer)

İnsan vücut sıcaklığındaki değişimler

İnsan sabit sıcaklığındaki hayvanlar grubunda bulunmaktadır, vücut sıcaklığı temelde sabittir, ancak tamamen değişmez değildir, insan vücut sıcaklığı bir gün içinde sürekli değişmektedir, detaylar aşağıdaki gibidir:

Gece

En düşük Vücut ısısı uyku ve azalan aktivite nedeniyle en düşük seviyededir. (37°C altında)

Sabah

Daha yüksek Sabahları sıcak yataktan daha düşük sıcaklığındaki odaya kadar tüm vücutun kasları kasılmaya başlar ve ısı üretir.

Ögle

En yüksek Ögle yemeğinden sonra insan vücutu en yüksek sıcaklığa ulaşır ve vücut doğal olarak ayarlanır.

Öğleden sonra saat üçte ya da dörtte

Daha düşük Fiziksel efor nedeniyle kan şekeri düşer.

Akşam

En düşük Güneş battığı için oda sıcaklığı düşer.

Ürün Düzeni




Ekran Görüntüsü Açıklamaları



Pil Yerleştirme Talimatları

1. Pil kapağına bastığınızda, pil kapağı otomatik olarak açılacaktır.
2. 1.5V AAA iki adet pil hazırlayın (alkalik pil kullanılması önerilir), lütfen doğru pozitif ve negatif kutuplara göre pilin tabanına yerleştirin.



Yetersiz güç uyarısı:

pil voltajı yetersiz olduğunda, LCD ekranda "L 0" işaretİ ve pil işaretİ her zaman açıkta, bu durumda pili değiştirmeniz gereklİ.



Uyarılar

Bu ürünü uzun süre kullanmazsanız, ömrünü uzatmak için lütfen pili çıkarın. Çevremizi kirletmenin yanı sıra, pilden sıvı sızması ürünü zarar verecektir.

- Alkalik pil kullanılması önerilir.
- Atık pilleri çöpe atmayın, yerel ülke hükümetinin ve çevre koruma kurumunun şartlarına uygun toplama merkezlerine ulaşırın.



Temel Parametre Talimatları

1. Ses işlevi: aç / kapat


- Ürün açık durumdayken sesi açmak veya kapatmak için "mem" tuşuna basın.
- "Mem" düğmesine basınız, LCD ekranında "¶" görünecektir, bu sesin çalıştığı anlamına gelir, bu arada kısa bir bip sesi duyacaksınız.
- "Mem" düğmesine tekrar basınız, "¶" "¶" e dönüşecektir, sesin kesileceği anlamına gelir.

2. °F veya °C anahtarı

Kapalı durumda, altı saniye boyunca "mem" düğmesine uzun basın, sonra "mem" tuşu ile Fahrenhayt derece (°F) ve Santigrat derece (°C) arasında geçiş yapabilir. Ürünü otomatik olarak açmak için 8 saniye bekleyin veya ürünü doğrudan kapatmak için "①" üzerine basın.

3. Bellek depolama fonksiyonu

Kapalı durumda, "mem" düğmesine basın, ürün sırasıyla 9 ölçüm değeri setini okuyabilir ve kaydedebilir (aşağıdaki resimde gösterildiği gibi). 30 saniye çalışmadığında otomatik olarak kapanacaktır veya ürünü kapatmak için "①" tuşuna basın.



4. Arka ışık durumu talimatları

Ölçülen sıcaklık <34°C olduğunda, kırmızı arka plan ışığı ile LO yanar.

Ölçülen sıcaklık değeri 34°C~37,1°C olduğunda, normal vücut sıcaklığı anlamına gelir ve yeşil arka ışık yanar.

Ölçülen sıcaklık değeri 37,2°C~38,1°C olduğunda, biraz ateşinizin olduğu anlamına gelir ve turuncu arka ışık yanar.

Ölçülen sıcaklık değeri 38,2°C~43,0°C ise, ateşinizin yüksek olduğu anlamına gelir ve kırmızı arka ışık yanar.

Ölçülen sıcaklık değeri >43,0°C olduğunda, kırmızı arka plan ışığı ve HI yanar.

Uyarı: Bu değerler sadece referans içindir.

Ölçüm Yöntemlerine Giriş



Lütfen bir yaşındakı çocuğunuzun kulaklarını geri çekin.

Kulak sıcaklığı




Lütfen bu kişilerin kulaklarını tekrar yukarı doğru çekin. (Bir yaşıdan büyük çocuklar ve yetişkinler)

Kulak sıcaklığı

1. Kulak sıcaklığı ölçümü

- 1.1 Koruma kapağını çıkardıktan sonra, kulak sıcaklığını ölçme moduna girmek ve ürünü açmak için lütfen “①” tuşuna basın, LCD son ölçüm değerini gösterecektir. Ardından termometreyi kulağınızın içine koyn, “②” düğmesine basarak kulak sıcaklığı doğrudan ölçülebilir.

- 1.2 Bir saniye sonra, ölçüm sonucunu görebilirsiniz.



LCD yanıp sönerken,
ölçüme başlamak için
bekliyoruz.


Ölçüm sonuçları

Not: Sıcaklığa temsil eden bip sesini duymadıysanız, ölçüm henüz tamamlanmamıştır. Lütfen termometre ucunu kulak kanalından bu kez çıkarmayın. (Ses göstergesini kapattıysanız, ses göstergesi olmayacaktır.)

2. Yüzey sıcaklığı ölçümü

- 2.1 Altı saniye boyunca nesne ölçüm moduna girmek için “①” düğmesine uzun basın ve ardından termometreyi yüzeye doğrultun, hedef yüzey sıcaklığı doğrudan “②” düğmesine basarak ölçülebilir.

- 2.2 Bir saniye sonra, ölçümün sonucunu görebilirsiniz.



LCD yanıp sönerken,
ölçüme başlamak için
bekliyoruz.



Ölçüm sonuçları

Not: Sıcaklığını temsil eden bip sesini duymadıysanız, ölçüm henüz tamamlanmamıştır. Lütfen termometre ucunu hedef yüzeyden uzaklaştırmayın. (Ses göstergesini kapattıysanız, ses göstergesi olmayacağındır.)

Ürün Temizleme Yöntemleri Talimatları

Kesin ölçümlerin yapılmasını sağlamak için her kullanımından sonra cihazın temizlenmesi önerilir.

Lütfen termometre sondasını silmek, artıkları ve kiri temizlemek için %75 oranında alkol içeren pamuklu bez kullanın. Ucu en az 5 saniye boyunca temizlemenizi öneririz. Sonra diğer bileşenleri en az 10 saniye boyunca yumuşak ve kuru bir bezle silin. Temizledikten sonra, termometrenizde görünür kir veya kalıntı kalmadığından emin olun. Ölçüm yapmadan önce 10 dakika bekleyin.



Uyarılar:

Her ölçümden sonra neden temizlik yapmanız gerekiyor?

Kızılıötesi sıcaklık, hedef nesnenin olası sıcaklığını tespit etmek için oldukça hassas bir teknik kullandığından, herhangi bir kulak kiri yalnızca ölçüm doğruluğunu etkilemeyecek, aynı zamanda bakteri enfeksiyonuna neden olacaktır. Bu nedenle, kullandıkten sonra her zaman resimde gösterildiği gibi temizliği iyi yapmanız önerilir.

Sıkça Sorulan Sorular ve Çözümleri

Ölçüm ekranı	Nedenler	Çözümler
HI	Hedef nesne sıcaklığı, kulak sıcaklığının 43,0°C'den fazla olduğu ölçüm aralığından yüksek olduğunda LCD ekran "HI" göstergesini gösterecektir.	1. (Ölçüm ucu kulak kanalına düzgün şekilde yerleştirilmediğinde veya ölçüm işlemi sırasında ölçüm mesafesi çok uzaksa ölçüm sonucu düşük olabilir.) 2. Ölçüm ucu kirli olduğunda, ölçüm değeri düşük olabilir; ölçüm ucunu uygun şekilde temizlemek için %75 alkol içeren pamuklu bir bez kullanmalıyız.
Lo	Hedef nesne sıcaklığı, kulak sıcaklığının 34°C'nin altında olduğu ölçüm aralığından düşük olduğunda, LCD ekranda "Lo" göstergesi görünür.	
Er.H	Bu ürün, maksimum 40°C çalışma sıcaklığına sahiptir. Ortam sıcaklığı bu sıcaklık noktasını aştığında, LCD ekranda "Er.H" hata mesajı görüntülenir.	Bu ürünü çalıştırığınızda, ortam sıcaklığı 40°C değerinden yüksek olamaz.
Er.L	Bu ürün, minimum 10°C çalışma sıcaklığına sahiptir. Ortam sıcaklığı bu sıcaklık noktasını aştığında, LCD ekranda "Er.L" hata mesajı görüntülenir.	Bu ürünü çalıştırığınızda, ortam sıcaklığı 10°C'den düşük olamaz.
Err	Ortam sıcaklığı yaklaşık 5 derece hızla değiştiğinde, yüzey sıcaklığı modunda ölçüm sırasında "Err" mesajı görünecek ve ardından otomatik olarak kapanacaktır.	"Err" gösterdiğinde, lütfen bu ürünü yerleştirin ve bir sonraki ölçümünden önce 30 dakika boyunca mevcut ortamda sabit tutun.
☞ İşlem yanlışlığında, ses açıksa, bu durumda ses, değeri okuyacak ve aynı anda hatırlatacaktır (Kısa bir bip sesi duyulacaktır).		

Arıza Giderme

Olaylar	Nedenler	Çözümler
Güç açıldığında, ekran görüntülenemiyor.	Pil bitmiş.	Yeni pili takın.
	Pil kutupları yanlış.	Pil kutupları pil yuvasıyla aynı olmalıdır.
Ölçüm sıcaklığı düşük.	Ölçüm pozisyonu doğru değil.	Sıcaklığını taliimatlara göre doğru ölçün.
	Sensörde veya kulak kanalında kir var.	Lütfen ölçümden önce kirleri temizleyin.
Sürekli ölçümlerde büyük sıcaklık dalgalanmaları.	Ölçüm aralığı çok kısa.	Her ölçüm için aralık 10 saniyenin üzerinde olmalıdır.

Ürünün Özellikleri

Ürün adı: Infrared Ear Thermometer (Kızılıtesi Kulak Termometresi)

Model numarası: WTE250

Lot No: 2-20210103

Ürün boyutları: 32×158×55mm

Ürün ağırlığı: yaklaşık 65g (pil hariç)

Ölçüm aralığı: 34.0°C-43.0°C.(93.2°F-109.4°F)

Yüzey sıcaklığı: 0°C- 93.2°C (32°F-199.7°F)

Çözünürlük oranı: 0.1°C/°F

Ölçüm yeri: Laboratuar

Hassasiyet: (35.0°C~42.0°C)±0.2°C, (95.0°F~107.9°F)±0.4°F, diğer sıcaklık±0.3°C.

Çalışma sıcaklığı: 10.0°C~40.0°C(50.0°F~104.0°F), bağıl maksimum nem %15RH~%93RH

Atmosfer basıncı: 70kPa~106kPa

Taşıma/depolama sıcaklığı: -25°C~55°C(-13°F~ 131°F), bağıl maksimum nem %0RH~%93RH

Atmosfer basıncı: 50kPa~106kPa

Gösterge ekranı: LCD ekran, 4 bit sayılar ve özel simgeler.

Ses: Ürünü açığınızda ve ölçmeye hazır olduğunuzda, kısa bir bip sesi duyulur.

Ölçüm uzun bir bip sesiyle biter.

Sistem hatası veya arızası: üç kez kısa bip sesi çıkarır.

Ateş uyarısı: acil olarak on kez kısa bip sesi gelir.

Bellek: Bellek modunda, dokuz sıcaklık sayısını kaydeder.

Otomatik olarak kapanma: 30 saniye boyunca işlem yapılmazsa, otomatik olarak kapanır.

Pil: iki adet 1.5V AAA pil (alkalin pil kullanmanız önerilir).

Kullanım süresi: 3 yıl

Ambalaj parçaları listesi

1. Ana gövde

2. Ürün kullanım kılavuzu

Kılavuz Güncelleme Tarihi: 13.10.2020

Ek 1 Rehberlik ve Üretici Beyanı Tabloları

Kılavuz ve Üreticinin Beyanı - Elektromanyetik Emisyonlar					
WTE250 Kızılıötesi Termometre Modelinin aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması amaçlanmıştır. WTE250 Kızılıötesi Termometre Modelinin alıcısı veya kullanıcısı, termometrenin böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.					
Emisyonları	Uyumluluk	Elektromanyetik ortam - kılavuz			
RF emisyonları CISPR 11	Grup 1	WTE250 Kızılıötesi Termometre Model, yalnızca dahili işlevi için RF enerjisi kullanır. Bu nedenle, RF emisyonları çok düşüktür ve muhtemelen yakındaki elektronik ekipmanla herhangi bir etkileşime neden olmaz.			
RF emisyonları CISPR 11	Grup B	Model WTE250 Kızılıötesi Termometre evde kullanılır ve DC 3V ile çalışır.			
Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2	N.A.				
Gerilim dalgalanmaları /titrek emisyonlar IEC 61000-3-3	N.A.				
Yönergeler ve Üreticinin Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık					
WTE250 Kızılıötesi Termometre Modelinin aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması amaçlanmıştır. WTE250 Kızılıötesi Termometre Modelinin alıcısı veya kullanıcısı, termometrenin böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.					
Bağışıklık testi	IEC 60601 test düzeyi	Uygunluk düzeyi	Elektromanyetik ortam - kılavuz		
Elektrostatik deşarj (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV temas ±2 KV, ±4 KV, ±8 KV, ±15KV hava	±8 kV temas ±2 KV, ±4 KV, ±8 KV, ±15KV hava	Zemin ahşap, beton veya fayans olmalıdır. Zemin sentetik malzeme ile kaplı ise, bağlı nem en az %30 olmalıdır.		
Güç frekansı (50/60 Hz) manyetik alan IEC 61000-4-8	30 A/m, 50/60Hz	30 A/m, 50/60Hz	Güç frekansı manyetik alanları tipik bir ticari ortamın veya hastane ortamının özellikleri düzeyinde olmalı.		
NOT	U_T , test düzeyinin uygulanmasından önceki a.c. ana voltajdır.				

Yönergeler ve Üreticinin Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık

WTE250 Kızılıötesi Termometre Modelinin aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması amaçlanmıştır. WTE250 Kızılıötesi Termometre Modelinin alıcısı veya kullanıcısı, termometrenin böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Bağışıklık testi	IEC 60601 test düzeyi	Uygunluk düzeyi	Elektromanyetik ortam kılavuzu
İletilen RF IEC 61000-4-6	3 Vrms150 kHz - 80 MHz 6 Vrms 150 kHz 80 MHz ISM dışında bandsa	Yoktur	<p>Taşınabilir veya mobil RF iletişim ekipmanı, WTE250 Model Kızılıötesi Termometrenin kabloları dahil herhangi bir parçasına, verici frekansına uygulanabilir olan denklemden hesaplanan önerilen ayrımlı mesafesinden daha yakın kullanılmamalıdır.</p> <p>Önerilen ayrımlı mesafesi</p> $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80\text{MHz to } 800\text{MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800\text{MHz to } 2.7\text{GHz}$ <p>Burada, P, verici üreticisine göre vericinin watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü oranıdır ve d ise metre (m) cinsinden önerilen ayrımlı mesafesidir.</p> <p>Bir elektromanyetik alan araştırması ile belirlenen sabit RF vericilerinden alan güçleri,^a her frekans aralığında uyum seviyesinden daha az olmalıdır.^b Aşağıdaki sembolle işaretlenmiş ekipmanın etrafında etkileşim oluşabilir:</p> 
Yayılan RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHZ 2.7 GHz	10 V/m	

NOT 1 80 MHz ve 800 MHzde, yüksek frekans aralığı geçerlidir.

NOT 2 Bu öneriler tüm durumlar için geçerli olmayı bilir. Elektromanyetik yayılım yapı, nesne ve insanların absorbe etmesi ve yansıtmasından etkilenir.

a 0,15 MHz ila 80 MHz arasındaki ISM (endüstriyel, bilimsel ve tıbbi) bantlar 6,765 MHz ila 6,795 MHz'dir; 13,553 MHz ila 13,567 MHz; 26,957 MHz ila 27,283 MHz; ve 40,66 MHz ila 40,70 MHz. 0,15 MHz ila 80 MHz arasındaki amatör radyo bantları 1,8 MHz ila 2,0 MHz, 3,5 MHz ila 4,0 MHz, 5,3 MHz ila 5,4 MHz, 7 MHz ila 7,3 MHz, 10,1 MHz'dir. 10,15 MHz, 14 MHz ila 14,2 MHz, 18,07 MHz ila 18,17 MHz, 21,0 MHz ila 21,4 MHz, 24,89 MHz ila 24,99 MHz, 28,0 MHz ila 29,7 MHz ve 50,0 MHz ila 54,0 MHz.

b 150 kHz ve 80 MHz arasındaki ve 80 MHz ila 2,7 GHz frekans aralığındaki ISM frekans bantlarındaki uyum seviyelerinin, mobil / taşınabilir iletişim ekipmanının yanlışlıkla hasta alanlarına getirilmesi durumunda parazit neden olma ihtimalini azaltması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, bu frekans aralıklarındaki vericiler için önerilen ayırma mesafesini hesaplamakta kullanılan formüllere 10/3 ek bir faktör eklenmiştir.

c Radyoların, cep telefonu/kablosuz telefon ve alan hareketli radyoların, amatör radyoların, AM ve FM radyo yayınlarının ve TV yayınlarının baz istasyonları gibi sabit vericilerden elde edilen alan kuvvetleri teorik olarak doğru bir şekilde tahmin edilemez. RF alıcılarına göre elektromanyetik alanı ayarlamak için elektromanyetik alan araştırması yapılması gereklidir. Model WTE250 Kızılıötesi Termometre kullanıldığı yerde ölçülen alan kuvveti yukarıdaki geçerli RF uygunluk seviyesini aşıyorsa, normal çalışmayı doğrulamak için Model WTE250 Kızılıötesi Termometre Modeli gözlemlenmelidir. Anormal bir performans gözlenirse, Model WTE250 Kızılıötesi Termometreyi yeniden yönlendirmek veya yerini değiştirmek gibi ek önlemler gerekebilir.

d 150 kHz ila 80 MHz frekans aralığının üzerinde alan kuvvetleri 3 V/m'den az olmalıdır.

Taşınabilir ve Mobil RF İletişim Ekipmanı ve Model WTE250 Kızılıötesi Termometre Arasında Önerilen Ayrım Mesafeleri

WTE250 Kızılıötesi Termometrenin, işinimi RF bozulmalarının kontrol edildiği elektromanyetik ortamda kullanılması planlanmıştır. Müşteri veya Model WTE250 Kızılıötesi Termometre kullanıcısı, iletişim ekipmanın maksimum çıkış gücüne göre, taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ve Model WTE250 Kızılıötesi Termometre arasında aşağıda önerildiği gibi minimum bir mesafeyi koruyarak elektromanyetik etkileşimin önlenmesine yardım edebilir.

Vericinin nominal gücü W	M vericisinin frekansına göre ayrım uzaklığı		
	150 kHz to 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz to 2.7 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23


Yukarıda listelenmeyen nominal güçlü vericiler için, metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayrımlı mesafe d verici frekansına uygulanabilir olan denklem kullanılarak tahmin edilebilir. Bu denklemde, P, verici üreticisine göre vericinin watt cinsinden (W) maksimum çıkış gücü oranıdır.

NOT 1 80 MHz ve 800 MHzde, yüksek frekans aralığı ayrımlı mesafe geçerlidir.

NOT 2 Bu yönergeler tüm durumlar için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma yapı, nesne ve insanların absorbe etmesi ve yansıtmasından etkilenir.

Importer / İthalatçı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No: 403-404 Yeşilköy / İstanbul
Tel: 0212 465 38 96 Fax: 0212 465 38 97
Mail: info@ulusalelektronik.com Website: www.ulusalelektronik.com

Manufacturer / Üretici: Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd.
Main Site: No.25 1st Industry Zone, Fenghuang Road, Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District, Shenzhen, Guangdong China
Additional site1: 2-4 Floor, No.5 Shanzhuang Rd., Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



Authorised representative: Lotus NL B.V.

Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Tel: +31645171879 (English), +31626669008 (Dutch)

0197

Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd.

No.25 1st Industry Zone, Fenghuang Rd, Xikeng Village, Henggang Town, Longgang

District, Shenzhen ,China

Tel: +86-755-33825988 Fax: +86-755-33825989

Declaration of Conformity

We, Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd., addressed No.25 1st Industry Zone, Fenghuang Rd, Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District, Shenzhen, China declare under our responsibility that the product (s) :

Description : Infrared Ear Thermometer

Brand name : WEEWELL

Customer model number : WTE250

Classification : Class II(A)

EC-Representative : Lotus NL B.V.

Add : Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Tel: +31645171879 (English), +31626669008 (Dutch)

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of Annex II, excluding section 4 of MDD Directive 93/42/EEC. The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents :

EN ISO13485:2012

EN ISO13485:2012/AC:2012

EN ISO13485:2016

Medical Devices – Quality Management Systems-Requirements for regulatory purposes. Notified Body: TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Address: Tillystraße 2 - 90431 NÜrnberg)

Code:0197

Manufacturer : Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd.

Add: No.25 1st Industry Zone, Fenghuang Rd, Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District, Shenzhen, China


CE Date : 18

Date : 19.10.2020

Name : Li Huijun

Title : General Manager

Signature :



深圳市攀高电子有限公司
Shenzhen Pango Electronic Co.,Ltd

Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd.
No.25 1st Industry Zone, Fenghuang Rd, Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District, Shenzhen ,China
Tel: +86-755-33825988 Fax: +86-755-33825989

Uygunluk Beyanı

Biz, Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd., adres: No.25 1st Industry Zone, Fenghuang Rd, Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District, Shenzhen, China Aşağıdaki ürün(ler)in sadece bizim sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz :

Tanım : Kızılıtesi Kulak Termometresi

Marka : WEEWELL

Model Numarası : WTE250

Sınıfı : Sınıf II(A)

EC-Temsilcisi : Lotus NL B.V.

Adres : Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Tel: +31645171879 (İngilizce), +31626669008 (Flemenkçe)

Bu bildirim, ilgili olduğu 93/42 / EEC sayılı MDD Direktifinin 4. Bölümü hariç, Ek II'nin esas şartları ve diğer ilgili şartlarına uygundur. Ürün aşağıdaki standartlara ve / veya diğer normatif dokümanlara uygundur :

EN ISO13485:2012

EN ISO13485:2012/AC:2012

EN ISO13485:2016

Medical Devices – Quality Management Systems-Requirements for regulatory purposes. Notified Body: TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Address: Tillystraße 2 - 90431 NÜrnberg)
Code:0197

Üretici : Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd.

Adres: No.25 1st Industry Zone, Fenghuang Rd, Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District, Shenzhen, China

CE Tarihi : 18

Tarih : 19.10.2020

İsim : Li Huijun

Unvan : Genel Müdür

İmza :



Garanti ve Satış Sonrası Servis

Türkiye

Garanti Koşulları

Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve ürünün çalışmasına engel olan her türlü probleme karşı garanti kapsamındadır. Bu garanti ürünün satın alma tarihinde satıcı tarafından kaşelenmiş, imzalanmış bir garanti belgesi ve satış fizi/fatura ile ispat edilmesi durumunda geçerlidir. Ürün üzerindeki seri numarası silinmiş/sökülmüş ürünler garanti kapsamı dışındadır. Bu garanti Weewell veya hukuki temsilcilerini ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir yükümlülük altına sokmaz.

Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.

Arıza Durumunda

Almış olduğunuz üründe bir problem varsa, Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasla geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

Satış Sonrası Servis

Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması durumunda yalnızca Weewell Yetkili Servislerini kullanmanız önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasla geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız.

Servis kayıtları merkezi yetkili servisimiz tarafından yapılmaktadır. Merkezimiz üzerinden gerekli yönlendirmelerin gerçekleştiği bir servis sistemimiz mevcuttur. Bu nedenle servis desteği alabilmek için öncelikli olarak **0212 465 79 01** nolu telefonu aramanız gerekmektedir.

Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC A.Ş.

Tel: 0212 465 79 01

Adres: Çobançeşme Mh. Mithatpaşa Cd. Gürsoy İş Mrk. No: 17 Yenibosna / İstanbul

Servis Adı: CAN SOĞUTMA-DURDU ARABACI

Telefon No: 0344 214 40 03

Adres: HAYRULLAH MH. M.EJDER CD. KİRİŞÇİ APT.ALTI NO:30/C / MERKEZ / KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: GÖZDE ELEKTRONİK-OSMAN HÜYÜK

Telefon No: 0352 331 08 87

Adres: FATİH MAHALLESİ METE CADDESİ No:37/4 / KOCASINAN / KAYSERİ

Servis Adı: JAPON HASAN TEKNİK SERVİS SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No: 0342 336 79 05

Adres: SARIGÜLLÜK MAH. KILIÇ ALİ CAD. NO:4/E ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 15502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - c- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemek zorunda kalır. Tüketicinin bu hakkı kullanması durumunda tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşıda kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarda;tüketicisi malın bedel iadesini, ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebin reddedemeyecektir. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş günü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş günü geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde malın ılışkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çökabilecek uyumazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicisinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemeksinin malın onarımını yapmak veya yaptırımla yükümlüdür.

Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından Bir raporla belirlenmesi durumlarında: tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebin reddedemeye. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çibilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketiciler Hakem Heyetine** veya **Tüketiciler Mahkemesine** başvurabilir.

GARANTİ BELGESİNDE SATIN ALINAN YERİN KAŞE VE TARİHİNİN ONAYLATILMASI GEREKMEDİRDİR.

Bu kılavuzun hazırlanmasında en üst düzeyde özen gösterilmiş ve dikkat edilmiştir. Ancak gözden kaçan bilgiler olabilir. Üretici ve ithalatçı firmanın ürününde ve görsellerde gerektiğinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Weewell Garanti Belgesi

Malın Cinsi: Ateş Ölçen Cihazlar

Markası: Weewell

Modeli: WTE250

Garanti Süresi: 2 yıl

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat: 13 No: 403-404

Yeşilköy / İstanbul / Türkiye


Telefonu: 0212 465 38 96

Faks: 0212 465 38 97

e-posta: info@ulusalelektronik.com

Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür



Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Weewell Tüketiciler Danışma Hattı

0212 465 79 01

www.weewell.com info@weewell.com

